


Anticorps Polyclonal Anti-Psma1 Pour Western Blot - P25786

Numéro d'article: CM0021700



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre PSMA1 (sous-unité alpha de type 1 du protéasome), validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour l'étude de la fonction du protéasome et de la dégradation des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PSMA1 Lapin pAb
Remarques/Alias	NU; HC2; PROS30; HEL-S-275; PSMA1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5682
GeneID	5682
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-263 du PSMA1 humain (NP_002777.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P25786
Poids moléculaire	30kDa
Expédition	Sac de glace