

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Psma1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P25786

Numéro d'article: CM0012144



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le PSMA1 humain, adapté pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte le PSMA1 humain, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la fonction du protéasome et des voies de dégradation des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	PSMA1 Lapin mAb
Remarques/Alias	NU; HC2; PROS30; HEL-S-275; PSMA1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5682
GeneID	5682
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 164-263 du PSMA1 humain (P25786).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P25786
Poids Protéique	30kDa
Expédition	Sac de glace