


Anticorps Polyclonal Anti-Psma2 Pour Wb Et Elisa - P25787

Numéro d'article: CM0017979



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant PSMA2 (sous-unité alpha de type 2 du protéasome), validé pour WB et ELISA. Réagit avec les protéines humaines et murines. 26 kDa. Idéal pour la recherche sur le protéasome et la voie ubiquitine-protéasome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PSMA2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MU ; HC3 ; PSC2 ; PMSA2 ; PSMA2
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	5683
ID du gène	5683
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 234 de la PSMA2 humaine (NP_002778.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	P25787
Poids de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac réfrigérant