

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Psma2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P25787

Numéro d'article: CM0004584



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la sous-unité alpha de type 2 du protéasome humain (PSMA2), adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte le PSMA2 endogène dans des échantillons humains, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PSMA2 Lapin mAb
Remarques/Alias	MU; HC3; PSC2; PMSA2; PSMA2
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	5683
ID de Gène	5683
Immunogène	Protéine recombinante; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 du PSMA2 humain (P25787)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P25787
Poids Protéique	26kDa
Expédition	Sac de glace