

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Psma2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P25787

Numéro d'article: CM0021357



Introduction

Anticorps polyclonal de haute qualité de lapin anti-PSMA2 (P25787), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte le PSMA2 humain, de souris et de rat. Outil essentiel pour les études sur la fonction du protéasome et la dégradation des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-PSMA2
Remarques/Alias	MU ; HC3 ; PSC2 ; PMSA2 ; PSMA2
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	5683
ID du gène	5683
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 234 du PSMA2 humain (NP_002778.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P25787
Poids moléculaire	26 kDa
Expédition	Sac de glace