

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Psma3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P25788

Numéro d'article: CM0012362



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-PSMA3 adapté pour WB, IHC-P, ELISA avec humain, souris, rat. Détecte la sous-unité alpha-3 du protéasome (~28kDa), également connue sous le nom de C8, PSC3, HC8.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PSMA3 Lapin mAb
Remarques/Alias	HC8; PSC3; PSMA3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5684
GeneID	5684
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P25788
Poids Protéique	28kDa
Expédition	Sac de glace