


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Psma3 Pour Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - P25788

Numéro d'article: CM0018132



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le PSMA3 humain, une sous-unité du protéasome 20S essentielle pour la dégradation des protéines dépendante et indépendante de l'ubiquitine. Validé pour WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le protéasome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PSMA3 Lapin pAb
Remarques/Alias	HC8; PSC3; PSMA3
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5684
ID de gène	5684
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-255 du PSMA3 humain (NP_002779.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P25788
Poids moléculaire	28kDa
Expédition	Sac de glace