

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Psma4 Pour Wb, Elisa - P25789

Numéro d'article: CM0016613



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le PSMA4 humain (sous-unité alpha de type 4 du protéasome). Validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec les protéines humaines, murines, de rat et de singe. Idéal pour la recherche sur le protéasome et la dégradation des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PSMA4 pAb de lapin
Remarques/Alias	HC9 ; PSC9 ; HsT17706 ; PSMA4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5685
GeneID	5685
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-261 du PSMA4 humain (NP_001096137.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Singe
SWISS	P25789
Poids moléculaire de la protéine	29kDa
Expédition	Sac de glace