

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Psma4 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P25789

Numéro d'article: CM0022740



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PSMA4 de haute qualité validé pour WB, IF/ICC, IP et ELISA. Détecte le PSMA4 humain, murin et de rat, une sous-unité centrale du protéasome 20S cruciale pour la dégradation des protéines. Idéal pour les études sur le protéasome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PSMA4 Rabbit pAb
Remarques/Alias	HC9 ; PSC9 ; HsT17706 ; PSMA4
Espèce	Humain
Identifiant du gène	5685
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-261 du PSMA4 humain (NP_001096137.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P25789
Poids moléculaire de la protéine	29 kDa
Expédition	Sac de glace