

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Psma5 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P28066

Numéro d'article: CM0028874



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine PSMA5 (sous-unité alpha 5 du protéasome). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA avec réactivité chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le protéasome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PSMA5 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PSC5; ZETA; PSMA5
Espèce cible	Humain
GeneID (Humain)	5686
GeneID	5686
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-241 de la PSMA5 humaine (NP_002781.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P28066
Poids moléculaire de la protéine	26 kDa
Expédition	Sachet de glace