

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Psma5 Pour Wb, Ip, Elisa - P28066

Numéro d'article: CM0018017



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant PSMA5 humain (sous-unité alpha de type 5 du protéasome), validé pour WB, IP et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Convient à la recherche sur le protéasome et la dégradation des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PSMA5 pAb de lapin
Remarques/Alias	PSC5 ; ZETA ; PSMA5
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	5686
ID du gène	5686
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 241 de la PSMA5 humaine (NP_002781.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P28066
Poids moléculaire de la protéine	26 kDa
Expédition	Avec pain de glace