


Anticorps Polyclonal Anti-Psma6 Pour Wb, If/Cci, Elisa - P60900

Numéro d'article: CM0021261



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine PSMA6 (sous-unité alpha 6 du protéasome), validé pour WB, IF/CCI et ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le protéasome et la dégradation des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PSMA6 pAb de lapin
Remarques / Alias	IOTA ; p27K ; PROS27 ; PSMA6
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	5687
ID du gène	5687
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 246 de la PSMA6 humaine (NP_002782.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/CCI, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P60900
Poids de la protéine	27 kDa
Expédition	Sachet de glace