


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Psma6 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P60900

Numéro d'article: CM0014257



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le PSMA6 humain, validé pour le western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur le protéasome et la dégradation des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PSMA6 Lapin pAb
Remarques/Alias	IOTA; p27K; PROS27; PSMA6
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5687
GeneID	5687
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-246 du PSMA6 humain (NP_002782.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P60900
Poids moléculaire	27kDa
Expédition	Sac de glace