


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Psma7 (Validé Kd) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O14818

Numéro d'article: CM0006566



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le PSMA7 humain (Sous-unité alpha de type 7 du protéasome), validé KD. Convient pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Idéal pour la recherche sur le protéasome et la dégradation des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé KD] PSMA7 mAb Lapin
Remarques/Alias	C6; HSPC; RC6-1; XAPC7; HEL-S-276; [Validé KD] PSMA7
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	5688
ID de Gène	5688
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 150-248 du PSMA7 humain (NP_002783.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	O14818
Poids Protéique	28kDa
Expédition	Sac de glace