

Anticorps Monoclonal Anti-Psma/Folh1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q04609

Numéro d'article: CM0007574



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la PSMA/FOLH1 humaine. Validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. La cible est une folate hydrolase et une NAALADase impliquée dans le cancer de la prostate et la neurotransmission.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-PSMA/FOLH1
Remarques/Alias	PSM; FGCP; FOLH; GCP2; PSMA; mGCP; GCPII; NAALAD1; PSMA/FOLH1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2346
GeneID	2346
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50-150 de la PSMA/FOLH1 humaine (NP_004467.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q04609
Poids de la protéine	84 kDa
Expédition	Sac de glace