

Anticorps Polyclonal Anti-Psma/Folh1 Pour Wb Et Elisa - Q04609

Numéro d'article: CM0020447



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la PSMA/FOLH1 humaine (gène FOLH1), validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Présente une réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Convient à la recherche sur les biomarqueurs du cancer de la prostate et aux études de la signalisation glutamatergique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PSMA/FOLH1, pAb de lapin
Remarques/Alias	PSM ; FGCP ; FOLH ; GCP2 ; PSMA ; mGCP ; GCP11 ; NAALAD1 ; PSMA/FOLH1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	2346
GeneID	2346
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q04609
Poids moléculaire	84 kDa
Expédition	Sac réfrigérant