

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Psma/Folh1 Pour Wb, If-P, Elisa - Q04609

Numéro d'article: CM0009797



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-PSMA/FOLH1 pour Western blot, immunofluorescence et ELISA. Cible la glutamate carboxypeptidase 2 humaine et de rat (Q04609), une enzyme clé dans la capture du folate et la progression des tumeurs prostatiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-PSMA/FOLH1
Remarques/Alias	PSM ; FGCP ; FOLH ; GCP2 ; PSMA ; mGCP ; GCPII ; NAALAD1 ; PSMA/FOLH1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2346
GeneID	2346
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-106 du PSMA/FOLH1 humain (Q04609).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q04609
Poids protéique	84 kDa
Livraison	Sac de glace