

Polymab® Lapin Anti-Psma/Folh1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q04609

Numéro d'article: CM0011808



Introduction

Le PolymAb® Lapin PSMA/FOLH1 est un anticorps monoclonal pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte le PSMA humain, murin et rat, un biomarqueur du cancer de la prostate et une glutamate carboxypeptidase, validé avec un immunogène peptidique synthétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PolymAb® Lapin PSMA/FOLH1
Remarques/Alias	PSM ; FGCP ; FOLH ; GCP2 ; PSMA ; mGCP ; GCPII ; NAALAD1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2346
GeneID	2346
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 50-150 du PSMA/FOLH1 humain (NP_004467.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q04609
Poids moléculaire protéique	84 kDa
Expédition	Sac de glace