


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Psmb10 Pour Wb, Elisa - P40306

Numéro d'article: CM0003033



Introduction

L'anticorps monoclonal de lapin PSMB10 est un anticorps monoclonal spécifique pour détecter la sous-unité bêta-2i du protéasome dans des échantillons humains, murins et de rat via WB et ELISA. Convient pour la recherche sur l'immunoprotéasome, le traitement des antigènes et les études sur les maladies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin PSMB10
Remarques/Alias	LMP10 ; MECL1 ; PRAAS5 ; bêta2i ; PSMB10
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5699
GeneID	5699
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-273 de PSMB10 humain (P40306).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P40306
Poids moléculaire protéique	29 kDa
Expédition	Sac de glace