


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Psmb10 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P40306

Numéro d'article: CM0030094



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le PSMB10 humain (LMP10, MECL1, bêta2i), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour la recherche sur l'immunoprotéasome et le traitement des antigènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PSMB10 Lapin pAb
Remarques/Alias	LMP10; MECL1; PRAAS5; bêta2i; PSMB10
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5699
GeneID	5699
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-273 du PSMB10 humain (NP_002792.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P40306
Poids Protéique	29kDa
Expédition	Sac de glace