


Anticorps Polyclonal Anti-Psmb2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P49721

Numéro d'article: CM0018511



Introduction

Le PSMB2 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal ciblant la sous-unité bêta 2 du protéasome humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA. Réagit de manière croisée avec le rat. Idéal pour la recherche sur le protéasome et les études sur la dégradation des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PSMB2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HC7-I; PSMB2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5690
GeneID	5690
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 201 de la protéine PSMB2 humaine (NP_002785.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P49721
Poids de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac de glace