

Anticorps Polyclonal Anti-Psmb2 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P49721

Numéro d'article: CM0030578



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant PSMB2, une sous-unité du protéasome 20S impliquée dans la dégradation des protéines dépendante de l'ubiquitine. Validé pour WB, IHC-P, IP, ELISA. Réagit en cross-réaction avec l'humain, la souris et le rat. Indispensable pour la recherche sur le protéasome dans le cancer, la neurodégénérescence et l'immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PSMB2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HC7-I; PSMB2
Espèce	Humain
Identifiant du gène	5690
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 201 de la PSMB2 humaine (NP_002785.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49721
Poids moléculaire de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac de glace