


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Psmb4 Pour Wb Et Elisa - P28070

Numéro d'article: CM0027319



Introduction

CamelBio fournit un anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PSMB4 humain (sous-unité bêta de type 4 du protéasome), validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la dégradation des protéines et des voies de l'ubiquitine-protéasome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PSMB4 Lapin pAb
Remarques/Alias	HN3; HsN3; PRAAS3; PROS26; PROS-26; PSMB4
Espèce	Humain
ID de gène	5692
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-264 du PSMB4 humain (NP_002787.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P28070
Poids moléculaire	29kDa
Expédition	Sac de glace