


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Psmb5 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P28074

Numéro d'article: CM0022143



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PSMB5 humain (sous-unité bêta de type 5 du protéasome). Applications : WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour les études sur le protéasome et la dégradation des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PSMB5 Lapin pAb
Remarques/Alias	MB1, LMPX, PSMB5
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5693
ID de gène	5693
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-263 du PSMB5 humain (NP_002788.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P28074
Poids moléculaire	28kDa
Expédition	Sac de glace