


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Psmb8 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P28062

Numéro d'article: CM0028302



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PSMB8 humaine, un composant de l'immunoprotéasome impliqué dans le traitement des antigènes. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Adapté à la recherche sur l'apoptose et la réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | PSMB8 Rabbit pAb                                                                                                                                       |
| Remarques/Alias      | JMP; ALDD; LMP7; NKJO; D6S216; PRAAS1; PSMB5i; RING10; D6S216E; PSMB8                                                                                  |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                                 |
| GeneID (Humain)      | 5696                                                                                                                                                   |
| GeneID               | 5696                                                                                                                                                   |
| Immunogène           | Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 163-272 de la PSMB8 humaine (NP_004150.1) |
| Source               | Lapin                                                                                                                                                  |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                                                  |
| Application          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                      |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris                                                                                                                                         |
| SWISS                | P28062                                                                                                                                                 |
| Poids de la protéine | 30 kDa                                                                                                                                                 |
| Expédition           | Sac isothermique                                                                                                                                       |