


Anticorps Monoclonal Anti-Psmb9/Lmp2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P28065

Numéro d'article: CM0011562



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la sous-unité PSMB9/LMP2 de l'immunoprotéasome humain, validé pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour les études de traitement des antigènes et de réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-PSMB9/LMP2
Remarques/Alias	LMP2 ; PRAAS3 ; PSMB6i ; RING12 ; beta1i ; PSMB9/LMP2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5698
Identifiant du gène	5698
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P28065
Poids moléculaire de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac de glace