


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Psmb9/Lmp2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P28065

Numéro d'article: CM0021262



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PSMB9/LMP2 humain (sous-unité bêta de type 9 du protéasome). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Convient pour la recherche sur l'immunoprotéasome et le traitement des antigènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin pAb anti-PSMB9/LMP2
Remarques/Alias	LMP2; PRAAS3; PSMB6i; RING12; bêta1i; PSMB9/LMP2
Espèce	Humain
ID de gène	5698
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-219 du PSMB9/LMP2 humain (NP_002791.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P28065
Poids moléculaire	23kDa
Expédition	Sac de glace