

Anticorps Polyclonal Anti-Psmc1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P62191

Numéro d'article: CM0014918



Introduction

Le pAc de Lapin PSMC1 détecte le PSMC1 humain, de souris et de rat en WB, IHC-P, ELISA. Idéal pour les études sur le protéasome 26S et la voie ubiquitine-protéasome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PSMC1 Lapin pAb
Remarques/Alias	S4; p56; RPT2; P26S4; NEDGTH; PSMC1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	5700
ID de Gène	5700
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 77-440 du PSMC1 humain (NP_002793.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62191
Poids Protéique	49kDa
Expédition	Sac de glace