


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Psmc3 Pour Wb - P17980

Numéro d'article: CM0013765



Introduction

PSMC3 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal de lapin validé pour WB, IF/ICC, IP et ELISA. Il cible la PSMC3 humaine, une sous-unité régulatrice du protéasome 26S. Idéal pour la recherche sur le protéasome et la dégradation protéique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PSMC3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	RPT5; TBP1; DCIDP; PSMC3
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	5702
Identifiant de gène	5702
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-180 de la PSMC3 humaine (NP_002799.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P17980
Poids moléculaire de la protéine	49kDa
Expédition	Sac de glace