


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Psmc4 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P43686

Numéro d'article: CM0007459



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-PSMC4 validé pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte le PSMC4 humain, murin et de rat, une sous-unité régulatrice du protéasome 26S impliquée dans la dégradation des protéines dépendante de l'ATP. Idéal pour la recherche sur le protéasome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PSMC4 mAb de lapin
Remarques/Alias	S6 ; RPT3 ; TBP7 ; TBP-7 ; MIP224 ; PSMC4
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	5704
GeneID	5704
Immunogène	Protéine recombinante/protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 165 du PSMC4 humain (NP_006494.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P43686
Poids moléculaire	47 kDa
Expédition	Poche de glace