


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Psmc4 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P43686

Numéro d'article: CM0019060



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PSMC4 humain (S6/RPT3/TBP7), adapté pour WB, IF/ICC, ELISA, avec réactivité croisée vis-à-vis de la souris et du rat. Idéal pour l'étude des fonctions de la sous-unité régulatrice 6B du protéasome 26S dans la dégradation des protéines dépendante de l'ubiquitine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PSMC4 Lapin pAb
Remarques/Alias	S6, RPT3, TBP7, TBP-7, MIP224, PSMC4
Espèce	Humain
GeneID	5704
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-165 du PSMC4 humain (NP_006494.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P43686
Poids Protéique	47kDa
Expédition	Sac de glace