

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Psmc5 Pour Wb, Elisa - P62195

Numéro d'article: CM0013120



Introduction

Anticorps polyclonal ciblant la PSMC5 humaine (sous-unité régulatrice 8 du protéasome 26S). Validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour étudier la fonction du protéasome, la dégradation des protéines et les voies associées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	PSMC5 Rabbit pAb
Remarques/Alias	S8 ; p45 ; RPT6 ; SUG1 ; SUG-1 ; TBP10 ; TRIP1 ; p45/SUG ; PSMC5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5705
GeneID	5705
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 127-406 de la PSMC5 humaine (NP_002796.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P62195
Poids protéique	46 kDa
Expédition	Sac de glace