


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Psmc5 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P62195

Numéro d'article: CM0014551



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine PSMC5 humaine, une sous-unité régulatrice du protéasome 26S. Validé pour WB, IF/ICC et ELISA avec réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le protéasome et la voie ubiquitine-protéasome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PSMC5 Rabbit pAb
Remarques / Alias	S8; p45; RPT6; SUG1; SUG-1; TBP10; TRIP1; p45/SUG; PSMC5
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	5705
GeneID	5705
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 127-406 de la protéine PSMC5 humaine (NP_002796.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62195
Poids de la protéine	46 kDa
Expédition	Sachet de glace