

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Psmc6 Pour Wb Et Elisa - P62333

Numéro d'article: CM0027183



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le PSMC6 humain (p42/RPT5/SUG2), validé pour WB et ELISA. Reconnaît la sous-unité régulatrice 10B du protéasome 26S humain et de souris. Idéal pour les études sur la voie ubiquitine-protéasome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PSMC6 Lapin pAb
Remarques/Alias	p42; RPT5; SUG2; PSMC6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5706
GeneID	5706
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-150 du PSMC6 humain (NP_002797.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P62333
Poids moléculaire	44kDa
Expédition	Sac de glace