

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Psmd1 Pour Wb, Elisa - Q99460

Numéro d'article: CM0018910



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine PSMD1 humaine (sous-unité régulatrice non ATPase 1 du protéasome 26S). Validé pour des applications en Western blot et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Adapté à la recherche sur le protéasome et la voie de l'ubiquitine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	PSMD1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	S1; P112; Rpn2; PSMD1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5707
GeneID	5707
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 794-953 de la PSMD1 humaine (NP_002798.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99460
Poids moléculaire de la protéine	106 kDa
Expédition	Sachet de glace