

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Psmd11 Pour Wb, If/Icc, Elisa - 000231

Numéro d'article: CM0015911



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant PSMD11, une sous-unité du protéasome 26S essentielle à son assemblage. Convient aux applications WB, IF/ICC et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PSMD11 Rabbit pAb
Remarques/Alias	S9 ; Rpn6 ; p44.5 ; PSMD11
Espèce	Homme
ID du gène (humain)	5717
ID du gène	5717
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 253-422 de PSMD11 humain (NP_002806.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	O00231
Poids moléculaire	47 kDa
Expédition	Sac réfrigérant