

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Psmd13 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Unm6

Numéro d'article: CM0030052



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PSMD13 de haute qualité pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Détecte le PSMD13 humain, souris et rat, une sous-unité régulatrice du protéasome 26S cruciale pour la dégradation des protéines. Idéal pour les études sur le protéasome et la voie ubiquitine-protéasome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PSMD13 Lapin pAb
Remarques/Alias	S11; Rpn9; p40.5; HSPC027; PSMD13
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	5719
ID de Gène	5719
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-250 du PSMD13 humain (NP_002808.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UNM6
Poids Protéique	43kDa
Expédition	Sac de glace