


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Psmd14 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O00487

Numéro d'article: CM0014801



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PSMD14 humaine, une sous-unité du protéasome 26S. Convient pour la WB, l'IF/ICC et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez l'humain, la souris et le rat. Essentiel pour la dégradation des protéines dépendante de l'ubiquitine, la réparation de l'ADN et l'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PSMD14 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PAD1; POH1; RPN11; PSMD14
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	10213
ID du gène	10213
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 160 à 300 de la PSMD14 humaine (NP_005796.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	O00487
Poids moléculaire	35 kDa
Expédition	Sac de glace