

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Psmd2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q13200

Numéro d'article: CM0019119



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le PSMD2 humain (sous-unité régulatrice S2 du protéasome 26S, p97), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour étudier la protéolyse médiée par l'ubiquitine, le cycle cellulaire et les voies de l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PSMD2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	S2, P97, RPN1, TRAP2, PSMD2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5708
GeneID	5708
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 du PSMD2 humain (NP_002799.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q13200
Poids moléculaire protéique	100kDa
Expédition	Sac de glace