


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Psmd3 Pour Wb, Elisa - O43242

Numéro d'article: CM0028681



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine PSMD3 humaine, une sous-unité régulatrice du protéasome 26S impliquée dans la dégradation des protéines ubiquitinyllées. Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat, adapté à la recherche sur le protéasome et l'homéostasie protéique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PSMD3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	S3, P58, RPN3, TSTA2, PSMD3
Espèce cible	Humain
GeneID (Humain)	5709
GeneID	5709
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43242
Poids moléculaire de la protéine	61 kDa
Expédition	Sac de glace