


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Psmd4 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P55036

Numéro d'article: CM0010555



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute spécificité dirigé contre PSMD4 (sous-unité S5A/Rpn10 du protéasome 26S), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec les échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la voie ubiquitine-protéasome et les études sur le dysfonctionnement du protéasome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PSMD4 Rabbit mAb
Remarques / Alias	AF, ASF, S5A, AF-1, MCB1, Rpn10, pUB-R5, PSMD4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5710
GeneID	5710
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise dans les acides aminés 250-350 de PSMD4 humain (P55036).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P55036
Poids moléculaire	41kDa
Expédition	Sachet de glace