


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Psmd4 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P55036

Numéro d'article: CM0015845



Introduction

Le pAb de lapin anti-PSMD4 est un anticorps polyclonal de lapin, validé pour WB, IF/ICC, IP et ELISA. Réagit avec le PSMD4 humain et de rat, une sous-unité réceptrice d'ubiquitine du protéasome 26S, soutenant la recherche sur l'ubiquitine-protéasome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-PSMD4
Remarques/Alias	AF; ASF; S5A; AF-1; MCB1; Rpn10; pUB-R5; PSMD4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5710
GeneID	5710
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P55036
Poids de la protéine	41kDa
Expédition	Sac de glace