


Anticorps Polyclonal Anti-Psmd6 Pour Wb, Elisa - Q15008

Numéro d'article: CM0022208



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PSMD6 humaine (sous-unité régulatrice du protéasome 26S S10/Rpn7). Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le protéasome et l'homéostasie des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PSMD6 Rabbit pAb
Remarques / Alias	S10 ; Rpn7 ; p42A ; p44S10 ; SGA-113M ; PSMD6
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	9861
Identifiant du gène	9861
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23 à 307 de la PSMD6 humaine (NP_055629.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15008
Poids de la protéine	46 kDa
Expédition	Sac de glace