


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Psmd7 - P51665

Numéro d'article: CM0026777



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PSMD7 humaine (sous-unité régulatrice du protéasome 26S) validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réaction croisée avec la souris. Adapté à la recherche sur le protéasome et la dégradation des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PSMD7 Rabbit pAb
Remarques / Alias	P40; S12; Rpn8; MOV34; PSMD7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5713
GeneID	5713
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-324 de la PSMD7 humaine (NP_002802.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P51665
Poids de la protéine	37kDa
Expédition	Sac de glace