

Anticorps Polyclonal Anti-Psmd9 Pour Wb, Elisa - 000233

Numéro d'article: CM0030029

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin recombinant ciblant PSMD9 (p27/Rpn4). Validé pour WB et ELISA, il présente une réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Pour l'étude de l'assemblage du protéasome et de la fonction de chaperonne.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PSMD9 pAb de lapin
Alias	p27, Rpn4, PSMD9
Espèce (cible)	Homme
ID du gène	5715
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-223 de la PSMD9 humaine (NP_002804.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	O00233
Poids de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac de glace