


Anticorps Polyclonal Anti-Psme1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q06323

Numéro d'article: CM0025302



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre PSME1 (PA28alpha), un activateur du protéasome impliqué dans le traitement des antigènes. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA sur échantillons humains et de souris. Immunogène : protéine de fusion recombinante de PSME1 humain (aa 1-249).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PSME1 pAb de lapin
Remarques / Alias	PA28A; IFI5111; REGalpha; PA28alpha; HEL-S-129m; PSME1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5720
GeneID	5720
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-249 de PSME1 humain (NP_006254.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q06323
Poids de la protéine	29kDa
Expédition	Sac de glace