


Anticorps Polyclonal Anti-Psme2 (Validé Ko) Pour Wb Et Elisa - Q9UI46

Numéro d'article: CM0023186



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PSME2 humain (PA28 β), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec l'humain et la souris ; cible l'activateur de l'immunoprotéasome impliqué dans le traitement des antigènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] PSME2 Lapin pAb
Remarques/Alias	PA28B; REGbeta; PA28beta; E2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5721
ID de gène	5721
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-239 du PSME2 humain (NP_002809.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UL46
Poids moléculaire	27kDa
Expédition	Sac de glace