


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Psme2 Pour Wb, Elisa - Q9UI46

Numéro d'article: CM0024839



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KO contre le PSME2 humain (PA28 β) pour les applications de western blot et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris. Convient pour la recherche sur l'immunoprotéasome et le traitement des antigènes.

[En savoir plus](#)

Nom du produit	[Validé KO] Anticorps polyclonal de lapin anti-PSME2
Remarques/Alias	PA28B ; REGbeta ; PA28beta ; E2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5721
GeneID	5721
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-239 du PSME2 humain (NP_002809.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UL46
Poids moléculaire de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace