

Anticorps Polyclonal Anti-Psme3 Pour Wb, Ihc-P - P61289

Numéro d'article: CM0014182



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la PSME3 humaine (PA28gamma, REG-gamma), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Détecte la PSME3 endogène chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le protéasome et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PSME3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	Ki; PA28G; HEL-S-283; PA28gamma; REG-GAMMA; PA28-gamma; PSME3
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	10197
Identifiant du gène	10197
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 200-254 de la PSME3 humaine (NP_005780.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	P61289
Poids de la protéine	30kDa
Expédition	Sac isothermique avec glace