

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Psme3 [Validé Par Ko] Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61289

Numéro d'article: CM0018913



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin anti-PSME3 [validé par KO] détecte le PSME3 humain, murin et de rat, et a été validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Il convient aux recherches sur le protéasome et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PSME3 pAb de lapin [validé par KO]
Remarques/Alias	Ki ; PA28G ; HEL-S-283 ; PA28gamma ; REG-GAMMA ; PA28-gamma ; E3
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	10197
GeneID	10197
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200 et 254 du PSME3 humain (NP_005780.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P61289
Poids moléculaire	30 kDa
Expédition	Sac réfrigérant